

Advies aanschaf camrecorder

Het advies van de opleiding is om een webcam aan te schaffen en wel de **Logitech C310**. Deze webcam zal zowel op Mac OSx (geen installatie benodigd) als op Windows dienen te werken.

Het verdient sterk de voorkeur om de opnamen op een memorstick aan te leveren.

Als er opnamen zijn op een camera, neem dan de gehele camera mee inclusief alle hierbij behorende kabels. Met name het kabeltje dat aan de camera zit en eindigt in 3 gekleurde (wit, rood en geel) stekkertjes is hier van belang. Neem ook de kabel en stekker van de voeding (accu/batterij) mee.

Installeer bij de webcam éérst de software vanaf de meegeleverde CD-rom en sluit daarna pas de webcam aan.

Transport van opnames kan met een memorstick. Let bij de opnames op dat de resolutie niet te hoog wordt ingesteld (320x240 is goed genoeg, maximaal 640x480). Wanneer de resolutie niet te hoog wordt ingesteld, past op een memorstick van 8 GigaByte makkelijk een heel spreekuur van 4 uur.

Soms is het nodig de opnamesterkte van het geluid iets bij te stellen. Maak géén gebruik van de autofocusfunctie of "follow-me"-functie (dat maakt de opname onrustig).

Het gebruik van een losse microfoon zal de verstaanbaarheid aanzienlijk verbeteren

Bij de opname is zowel de patiënt als de aios in beeld (liefst vanaf de zijkant). Behoudens uitzondering wegens privacy kan de opname gewoon doorlopen bij het lichamelijk onderzoek.

Laatste versie:
december 2017

Aangepast door Marijke Meijer/Jos Nienhuis